


ENVÍO INICIAL DE DATOS

1- CONECTAR EL COMUNICADOR A LA RED ELÉCTRICA.

TRASCURRIDOS 30 SEGUNDOS VEREMOS EL BOTÓN DE ESTADO DE COLOR VERDE Y EL BOTÓN CENTRAL DEL CORAZÓN PARPADEANDO EN BLANCO.



2- PULSAR EL CORAZÓN BLANCO Y ESPERAR A SU LADO A QUE SE REALICE LA INTERROGACIÓN Y ENVÍO DE DATOS (10-15 minutos aproximadamente).



3- AL FINALIZAR EL ENVÍO DE DATOS, PERMANECERÁ ENCENDIDO EL BOTÓN DE ESTADO EN COLOR VERDE. EL COMUNICADOR DEBE PERMANECER SIEMPRE CONECTADO.

